

# ODN-01

## Heizmatratze für Neugeborene



Heizmatratze für Neugeborene ODN-01 wird verwendet, um den Wärmeverlust eines Neugeborenen mit Hypothermie in Stationen von Müttern und Kindern, Intensivbehandlungsstationen und Stationen der Pathologie von Neugeborenen auszugleichen.

Anwendungsgebiete: in Entbindungsheimen, Perinatalzentren, Fachzentren und Mutter-Kind-Forschungseinrichtungen, Kinderkrankenhäusern, die medizinische Behandlung von Neugeborenen durchführen.

### Vorteile

- kann allein oder zusammen mit anderen medizinischen Geräten für Neugeborene verwendet werden - Unterstützung des Kontakts zwischen Mutter und Kind
- Unterstützung des Kontakts zwischen Mutter und Kind am ersten Tagen des Lebens, hat zwei Modi der Temperaturregelung
- eingebauter Alarm
- Abnehmbare Bezüge für Matratze, Ausführung mit Platten zum Fixieren des Neugeborenen an der Matratze und ohne Platten zum Durchführen von chirurgischen Eingriffen

### Technische Spezifikationen

Solltemperaturbereich.....	von 35°C bis 39°C
Maximale Abweichung der Oberflächentemperatur der Matratze von der durchschnittlichen Temperatur .....	±1°C
Alarm wird bei der Temperaturabweichung aufgelöst .....	0,4
Dauerbetriebszeit .....	mehr als 72 h
Energieverbrauch .....	50 VA
Gesamtabmessungen der Matratze:	
a) Version 3170.10000000 (Höhe x Breite x Länge) .....	20x410x555 mm
b) Version 3170.10000000-01 (Höhe x Breite x Länge) .....	20x600x760 mm
Gesamtabmessungen des Steuergeräts (Höhe x Breite x Länge).....	220x150x200 mm
Gewicht:	
a) Version 3170.10000000 .....	4 kg
b) Version 3170.10000000-01 .....	4,2 kg

